

## BIGUANID FLÄCHE NR

Flüssiges Konzentrat  
zur Flächendesinfektion  
und Reinigung



PREVENT

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

- **Sicher in der Anwendung**
- **Ausgezeichnete Materialverträglichkeit: Ideal für Linoleum und PVC**
- **Keine Geruchsbelästigung**

**BIGUANID FLÄCHE NR** ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von nicht-invasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar und ist hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen. Das universell einsetzbare Produkt wirkt auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen und enthält keine Aldehyde. Durch die gute Materialverträglichkeit, den angenehmen Geruch und die schnellen Einwirkzeiten ist es besonders zu empfehlen für Bereiche, in denen neben komfortabler Anwendung und der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll.

### ANWENDUNGEN UND HINWEISE

#### Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

#### Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht-invasiven Medizinprodukten.

#### Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten **BIGUANID FLÄCHE NR** Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden. Lebensmittelkontaktflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser geeigneter Qualität nachspülen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

#### Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von **BIGUANID FLÄCHE NR** ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt, zum Beispiel HANSA CLEAN SPEZIAL, zu empfehlen.

#### Zusammensetzung

100 g enthalten:

16 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): Enthält

15 - 30 % nichtionische Tenside, amphotere Tenside 5 - 15 %, Desinfektionsmittel, Duftstoffe: Limonene.

#### Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Polyethylenterephthalat (PET), Polycarbonat (PC), Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS).

Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Synthetisches Leder.

#### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

#### Vor Gebrauch Etikett lesen.

## BIGUANID FLÄCHE NR



PREVENT

| WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN                                                                                             |              |                              | 1 min | 5 min  | 15 min | 60 min |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Anwendungsempfehlungen                                                                                                         |              |                              |       |        |        |        |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*                                                           | VAH/EN 16615 | mit Mechanik, hohe Belastung | 2 %   | 1%     | 0,75 % | 0,5 %  |
| begrenzt viruzid (MVA)                                                                                                         | EN 14476     | hohe Belastung               |       |        | 1 %    | 0,5 %  |
|                                                                                                                                |              | niedrige Belastung           | 0,5 % |        |        |        |
| Ergänzende Prüfergebnisse                                                                                                      |              |                              |       |        |        |        |
| bakterizid                                                                                                                     | EN 16615     | hohe Belastung               | 1 %   | 0,75 % | 0,5 %  | 0,5 %  |
|                                                                                                                                | EN 13727     | hohe Belastung               | 2 %   | 0,75 % | 0,5 %  | 0,5 %  |
| levurozid                                                                                                                      | EN 16615     | hohe Belastung               | 1 %   | 0,75 % | 0,5 %  | 0,5 %  |
|                                                                                                                                | EN 13624     | hohe Belastung               | 2 %   | 1 %    | 0,75 % | 0,25 % |
| *einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche) |              |                              |       |        |        |        |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

| Produkt            | Gebinde  | VE   | Inhalt | Art. Nr.      | PZN      |
|--------------------|----------|------|--------|---------------|----------|
| BIGUANID FLÄCHE NR | Flasche  | 1 L  | 10     | 00-201-010-02 | 17529526 |
|                    | Kanister | 5 L  | 3      | 00-201-050-02 | 16858512 |
|                    | Kanister | 10 L | 1      | 00-201-100-02 | 16858529 |

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



CE 0482



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.